



Analog Dial Weight Scale  
Model # 19-112

## **PLEASE READ BEFORE USE**

### **POINTER NEEDLE MAY SHIFT FROM ZERO (0) DURING SHIPPING AND TRANSPORT.**

When the scale is on a flat, even surface, use the dial at the base of the scale to align the pointer directly in line with Zero on the dial. Your scale is now ready for use.

## **Simple Step Instructions and Cautions**

**Correct Posture and Use**—Feet should be dry; do not wear shoes or socks during use. Take care to stand straight without excessive leaning forward or back; feet should be even on surface and not cover the dial.

**Scale Placement**— Scale should be on a solid, level surface. Never use on carpet. Do not place on wet surfaces.

**Calibration**—Pointer needle may shift during movement or transport. When the scale is on a flat, even surface, use the dial at the base of the scale to align the pointer directly in line with Zero on the dial.

**Maintenance**— Wipe with a damp cloth; a surface disinfectant may be used. Do not disassemble.

**Weight Capacity**— 286 lbs/130 kg; users outside of weight capacity will not receive an accurate reading and may damage scale.

SmartHeart™  
Manufactured for  
Veridian Healthcare  
1175 Lakeside Drive  
Gurnee, IL 60031

Made in China  
#93-1555 08/22  
©2022 Veridian Healthcare, LLC

**Toll-Free Customer Care Help Line: 1-866-326-1313**

**Monday – Friday 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST**

**[www.veridianhealthcare.com](http://www.veridianhealthcare.com)**



Escala de peso de esfera analógica  
Modelo # 19-112

## **POR FAVOR LEA ANTES DE USAR**

### **LA AGUJA DEL PUNTERO PUEDE CAMBIAR DE CERO (0) DURANTE EL ENVÍO Y EL TRANSPORTE.**

Cuando la escala esté sobre una superficie plana y nivelada, use el dial en la base de la escala para alinear el puntero directamente en línea con el cero en el dial. Su báscula ahora está lista para usar.

## **Instrucciones y precauciones de Easy Step**

**Postura y uso correctos**— Los pies deben estar secos; no use zapatos o calcetines durante el uso. Tenga cuidado de mantenerse erguido sin inclinarse excesivamente hacia adelante o hacia atrás; los pies deben estar nivelados en la superficie y no cubrir el dial.

**Colocación de escala**— La báscula debe estar sobre una superficie sólida y nivelada. Nunca lo use en alfombras. No colocar sobre superficies mojadas.

**Calibración**— La aguja indicadora puede moverse durante el movimiento o el transporte. Cuando la escala esté sobre una superficie plana y nivelada, use el dial en la base de la escala para alinear el puntero directamente en línea con el cero en el dial.

**Mantenimiento**— Limpie con un paño húmedo; se puede usar un desinfectante de superficies. No desarmar.

**Capacidad de peso**— 286 libras/130 kg; los usuarios fuera de la capacidad de peso no recibirán una lectura precisa y pueden dañar la báscula.

SmartHeart™  
Manufactured for  
Veridian Healthcare  
1175 Lakeside Drive  
Gurnee, IL 60031

Made in China  
#93-1555 08/22  
©2022 Veridian Healthcare, LLC

**Línea de ayuda gratis del cuidado del cliente: 1-866-326-1313**  
**Lunes - Viernes 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST** [www.veridianhealthcare.com](http://www.veridianhealthcare.com)