




60-Second Digital Thermometer

Model 08-352

THANK YOU FOR PURCHASING A DIGITAL THERMOMETER. PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY TO ENSURE PROPER USE AND SAFE OPERATION OF YOUR THERMOMETER.



PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

- This product is not intended to diagnose or treat any health problem or disease and should not be used as a substitute for the consultation and advice of a physician or other medical professional.
- Thermometers should only be used under the supervision of an adult.
- This thermometer should be held during use; the patient should be seated or lying down during readings.
- Before use, it is recommended that the patient avoid eating, drinking, smoking or exercising for at least twenty minutes prior to taking a measurement. Never walk, run or talk during a measurement.

NORMAL BODY TEMPERATURE / FEVER INDICATOR

Body temperature can vary from 97°F(36.1°C) and 99°F(37.2°C) and still be considered normal. The medically accepted 'normal' body temperature is 98.6°F. Body temperature is commonly lower in the morning than at any point during the rest of an individual's waking hours.

Temperature readings will vary based on the body location point of the reading. Oral temperature readings between 97°F(36.1°C) and 100°F(37.7°C) are considered normal. A rectal temperature reading is generally 1°F(0.5°C) higher; while an underarm, or axillary, temperature will be 1°F(0.5°C) lower.

A fever is defined as a body temperature that is elevated above the normal for that person. It is important to determine what is normal for an individual before determining if a fever is present. Tracking an individual's temperature on a consistent basis, at the same body site and at the same time everyday will help determine an individual's normal temperature.

CHANGING MODES - FAHRENHEIT OR CELSIUS OPERATION

This unit takes measurements in both Fahrenheit and Celsius. While the unit is OFF, press and hold the **POWER** button. After the brief self-test, the unit will show the last reading in either °F or °C. Continue to hold the **POWER** button, and display will change the mode and display the new temperature reading mode. Release the **POWER** button and begin your reading.

MEMORY RECALL

This unit includes a recall of the last measurement taken. When the unit is OFF, press the **POWER** button to turn the unit on, and release. After the self-test, the unit will briefly show the last reading with an 'M' on the display.



OPERATING INSTRUCTIONS

Press and release the **POWER** button to activate the thermometer. The unit will beep and the display will show all of the digital display symbols as it performs a self-test before showing the last reading in memory.




'Lo' with a flashing °F will appear in the display, followed by a brief flash of 98.6°F(37°C); the display will return to the flashing Lo, indicating that the thermometer is ready for measurement.

NOTE: If using a probe cover, apply before turning device on.

ORAL MEASUREMENTS — Approximate measurement time 60 seconds

- Place the probe under the tongue as near as possible to a heat pocket as noted in the diagram. Readings will be progressively lower the further the probe is from the indicated heat pockets.
- Hold the thermometer in place during the reading; do not bite down on the thermometer. The mouth must remain closed to ensure accurate results.



AXILLARY (UNDERARM) MEASUREMENTS —

Approximate measurement time 60 seconds

Axillary readings are generally 1°F lower than oral readings

- Wipe the underarm with a dry towel before application. Apply a probe cover if using.
- Place the probe tip under the arm so that the tip is touching skin; hold the thermometer parallel, slightly angled upwards as indicated in the diagram. Position the arm across the chest to ensure the tip is completely covered.



RECTAL MEASUREMENTS —

Approximate measurement time 60 seconds

Rectal readings are generally 1°F higher than oral readings

- Apply a probe cover if using. Apply a water-soluble lubricant for easier insertion.
- Lay the patient on their side or stomach with their legs hanging down.
- Gently insert the tip of the probe NO MORE THAN 1 INCH into the rectum. Stop immediately if you detect resistance. Always hold the thermometer in place during measurement.

WHEN THE MEASUREMENT IS COMPLETE —

- When the reading is complete and the peak temperature has been reached, the °F(°C) will cease flashing.
- If the reading below 100.0°F(37.8°C), the unit will sound ten long beeps.
- If the reading is at or above 100.0°F(37.8°C), the unit will sound ten sets of three short beeps.
- To turn the unit off, simply press the **POWER** button. The unit will automatically shut-off after approximately ten minutes.

PROBE COVER USE

Disposable, hygienic probe covers are recommended for use with stick thermometers to prevent contamination. Probe covers are intended for one-time use only; a new probe cover should be used with each application. Probe covers can commonly be found at your local retailer or can be ordered direct by using the attached order form.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

Store the unit in the provided protective case when not in use. Do not store the thermometer where it will be exposed to direct sunlight, dust or humidity. Avoid extreme temperatures. Do not attempt to disassemble the unit.


Before and after use—clean the thermometer by wiping with rubbing alcohol (70% isopropyl alcohol) diluted with water, or wash with cold, soapy water. Use only a mild, non-abrasive soap. The thermometer may be submerged in water but should not soak for an extended period. Wipe the thermometer with a dry cloth and allow to air dry.

Never sterilize by boiling, steam gas or autoclave.

REPLACING THE BATTERY

The low-battery indicator symbol will appear on the lower right of your display when the battery needs to be changed.

- Remove the battery cap by pulling gently.
- Looking at the unit from the back side (ratings label face up) carefully slide the battery tray out so the entire battery is exposed.
- Remove the battery with a non-metal tool. Do not attempt to remove the thin plastic battery cover b
- Replace the battery with a LR41 alkaline or SR41 silver oxide type battery, the positive (+) side facing up.
- Carefully replace the battery cap.
- Do not dispose of used batteries in the trash. Consult your local recycling center for the proper way to dispose of batteries in your area. Keep used batteries away from children, pets and excessive heat.



TROUBLESHOOTING / ERROR CODES

Performance may be degraded should one or more of the following occur:

- Operation outside stated temperature and humidity range
- Storage outside state temperature and humidity range
- Mechanical shock
- Patient temperature is below ambient temperature

Error	Problem/Cause	Solution
Hi °F(°C)	The measured temperature is above 109.9°F (42.9°C)	Results are above range; wait several minutes and attempt new measurement.
Lo °F(°C)	The measured temperature is below 90.0°F (32°C)	Results are above range; wait several minutes and attempt new measurement.
Err	Unit malfunctioned	Attempt new measurement; if error persists contact Customer Care.
Blank Display	Unit will not power on	Battery is depleted; battery polarity may be incorrect; check battery and replace with a new battery if necessary.

PRODUCT SPECIFICATIONS Specifications are subject to change without notice

BATTERY: One 1.5V button size battery LR41 or equivalent
BATTERY LIFE: Approximately 24 months;
AUTOMATIC SHUT-OFF: Approximately after 10 minutes of non-use
MEASUREMENT RANGE: 90.0°F – 109.0°F (32° – 42.9°C)
 ±0.2°F, 98.0°F - 102.0°F (±0.1°C, 37.0°C - 39.0°C)
 ±0.3°F, 96.4°F - 98.0°F (±0.2°C, 35.8°C - 37.0°C)
 ±0.3°F, 102.0°F - 106.0°F (±0.2°C, 39.0°C - 41.0°C)
OPERATING TEMPERATURE: 50.0°F – 104.0°F (10°C – 40°C)
STORAGE TEMPERATURE: 14.0°F – 140.0°F (-10°C – 60°C)
DISPLAY: Liquid crystal display
DISPLAY RESOLUTION: 4 digits (1/10th of a degree increments)
DIMENSIONS: 5-1/2" X 3/4" X 3/8"
WEIGHT: 0.38 ounces
STANDARD: Meets ASTM Standard E 1112

FCC STATEMENT

IMPORTANT INFORMATION REQUIRED BY THE FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference; and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ONE-YEAR WARRANTY

Congratulations on your purchase of a Digital Thermometer. Your Thermometer is covered by the following limited warranty commencing upon the date of purchase, and subject to the following terms and conditions:

The Warrantor warrants that its Thermometer will be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for a period of one year for the original purchaser of the Thermometer.

Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage. Defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; (c) use of the Thermometer for commercial purposes or subjecting the Thermometer to abnormal usage or conditions; or (d) other acts which are not the fault of the Warrantor, are excluded from coverage. This warranty does not cover batteries or other power sources that may be provided with, or used with the Thermometer.

If the Digital Thermometer fails to conform to this limited warranty, return the Thermometer to: **Attn: Repair Department, 1175 Lakeside Drive, Gurnee, IL, 60031.** When returning a product, please also include: (i) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (ii) a written description of the problem; and (iii) your name, address and telephone number. Carefully package the product to avoid any damage that may occur while in transit; shipping insurance with returned receipt is recommended. At our option, the warrantor will repair or replace the unit found to be defective in materials or workmanship under normal consumer usage. The purchaser will be notified of any additional repairs required prior to completing the repair, and will be responsible for parts charges, if any, and repair charges not covered by this limited warranty.

EXCEPT AS PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS ARE DISCLAIMED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL THE WARRANTOR BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR FOR DAMAGES TO, OR LOSS OF, OTHER PROPERTY OR EQUIPMENT OR PERSONAL INJURIES TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW.

Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one jurisdiction to another.

INSTRUCTIONS • ENGLISH

PROBE COVER ORDER FORM

Disposable Probe Covers 100 Pack (Model 08-322) Qty: _____ @ \$5.00 ea. \$ _____

SUBTOTAL \$ _____

Illinois shipments add 8% Sales Tax \$ _____

Shipping, handling & insurance \$ 3.00

ORDER TOTAL \$ _____

PAYMENT METHOD:

Check or Money Order VISA MasterCard

Discover Diners Club American Express

Card No. _____ Security Code _____

Expiration Date: _____ Signature _____

Print Name _____

Please allow 2 weeks for delivery; this order form is for shipment within the Continental U.S. and Canada only.

Thank you for your order!

Please send a copy of this form with your payment to:

Veridian Healthcare, LLC
Attn: Customer Service
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031

SHIP TO ADDRESS:

Name _____

Address _____

City _____ State _____ Zip _____

Daytime Telephone No. (____) _____

BILL TO ADDRESS: if different from SHIP TO address

Name _____

Address _____

City _____ State _____ Zip _____

Daytime Telephone No. (____) _____

Toll-Free Customer Care Help Line: 1-866-326-1313

Monday – Friday 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST


FAX CREDIT CARD ORDERS TO: 866-480-1717; QUESTIONS? 866-326-1313

#93-1033 03/18

60-Segundo Termómetro Digital

Modelo 08-352

GRACIAS POR COMPRAR ESTE TERMÓMETRO DE DIGITACES. LEA ESTAS INSTRUCCIONES DE ASEGURAR CUIDADOSAMENTE LA OPERACIÓN APROPIADA Y SEGURA DE SU TERMÓMETRO.



LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- No tiene la finalidad de diagnosticar ni tratar ningún problema de salud o enfermedad y no debe usarse en lugar de consultar a un médico u otro profesional médico.
- Los termómetros solo deben usarse bajo la supervisión de un adulto.
- Se debe sostener el termómetro cuando está en uso; el paciente debe estar sentado o acostado durante la lectura de la temperatura.
- Antes de usar, se recomienda que el paciente evita comer, beber, fumar o ejercitar por lo menos veinte minutos antes de tomar una medida. Nunca recorra, ejecútese o hable durante una medida.

TEMPERATURA CORPORAL NORMAL Y FIEBRE

La temperatura corporal puede oscilar entre 97°F y 99°F (36°C y 37°C) y aún se considera dentro del rango normal. La temperatura corporal 'normal', desde el punto de vista médico, es 98.6°F (37°). La temperatura corporal es comúnmente más baja en la mañana que en cualquier otro momento del día en que la persona está despierta. Las lecturas de la temperatura variarán según el lugar del cuerpo dónde se tomen. La lectura de la temperatura entre 97°F y 100°F (36°C y 38°C) tomada por vía oral se considera dentro del rango normal. La lectura de la temperatura rectal es generalmente 1°F más alta; mientras que debajo del brazo o por vía axilar, la temperatura será 1°F (0.5°C) más baja.

Se entiende por fiebre la temperatura corporal que es más elevada que la normal para esa persona. Es importante conocer qué es normal para una persona antes de determinar si tiene fiebre. Tomar la temperatura individual en forma constante, en el mismo lugar del cuerpo y a la misma hora todos los días, ayudará a determinar cuál es la temperatura normal de esa persona.

FUNCIÓN PARA CAMBIAR DE GRADOS FARENHEIT A CELSIUS

Esta unidad toma mediciones en grados Fahrenheit y en grados Celsius. Con la unidad apagada, pulse y sostenga el botón de **POWER** (encendido/apagado). Después de una auto-evaluación breve, la unidad mostrará la última lectura que se tomó en °F o en °C. Mantenga pulsado el botón de **POWER** (encendido/apagado); el visor cambiará de modo y en él se visualizará el nuevo modo de lectura de temperatura. Libere el botón de **POWER** (encendido/apagado) e inicie la lectura.

FUNCIÓN DE LLAMADA DE MEMORIA

Esta unidad incluye una llamada de la última medición que se tomó. Cuando la unidad está apagada, pulse el botón de **POWER** (encendido/apagado) para encender la unidad y libérela. Después de la auto-evaluación, aparecerá en el visor de la unidad brevemente una 'M'.



INSTRUCCIONES DE USO

Pulse y libere el botón de **POWER** (encendido/apagado) para activar el termómetro. La unidad emitirá un sonido "beep", el visor mostrará todos los símbolos digitales mientras realiza la auto-evaluación y la última lectura guardada en la memoria.

En el visor se presentará una 'Lo' con el signo °F titilante, seguido de una breve actualización de la memoria que indicará 98,6°F(37°C); el visor volverá a mostrar la 'Lo' titilante para indicar que el termómetro está listo para realizar la medición.

NOTA: Si usa una cubierta de la punta de prueba, aplíquese antes de girar el dispositivo.

MEDICIONES BUCALES — El tiempo aproximado de la medición es de 60 segundos

- Coloque la punta debajo de la lengua lo más cerca posible del bolsillo sublingual en la zona de calor tal como se indica en el diagrama. Las lecturas serán progresivamente más bajas cuanto más alejada del bolsillo sublingual esté la punta.
- Mantenga el termómetro en el lugar durante la lectura; no lo apriete con los dientes. La boca tiene que permanecer cerrada para que los resultados sean exactos.



MEDICIONES AXILARES (DEBAJO DEL BRAZO) —

El tiempo aproximado de la medición es de 60 segundos

Por lo general, las lecturas axilares son 1°F (-17°C) más bajas que las lecturas bucales

- Seque la axila con una toalla seca antes de la aplicación. Coloque una funda protectora si la usa.
- Coloque la punta debajo del brazo de manera que quede tocando la piel; sostenga el termómetro de manera paralela, levemente inclinado hacia arriba, como lo indica el diagrama. Coloque el brazo cruzando el pecho para que la punta quede completamente cubierta.



MEDICIONES RECTALES —

El tiempo aproximado de la medición es de 60 segundos

Por lo general, las lecturas rectales son 1°F (-17°C) más altas que las lecturas bucales

- Coloque una funda protectora si la usa. Aplique un lubricante soluble en agua para facilitar la colocación.
- Recueste al paciente sobre su costado o estómago con las piernas colgando.
- Inserte suavemente la punta del termómetro NO MÁS DE 1 PULGADA dentro del recto. Deténgase inmediatamente si nota resistencia. Mantenga siempre el termómetro en el lugar durante la medición.

CUANDO LA MEDICIÓN ESTÁ COMPLETA —

- Cuando termina la lectura y se alcanzó la temperatura pico, °F (°C) dejará de parpadear.
- Si la lectura está por debajo de 100,0 °F (37,8 °C), la unidad emitirá diez señales audibles (bips) largas.
- Si la lectura es de 100,0 °F (37,8 °C) o más, la unidad emitirá diez series de tres señales audibles (bips) cortas.
- Presione el botón **POWER** para apagar la unidad. La unidad se apagará de manera automática después de aproximadamente diez minutos.

CUBIERTAS PARA LA PUNTA

Se recomienda usar cubiertas higiénicas desechables con los termómetros de varilla para evitar la contaminación. Las cubiertas para la punta se usan una sola vez; se debe usar una cubierta nueva con cada aplicación. Las cubiertas para la punta se pueden adquirir en el comercio minorista local o pedir las directamente mediante el formulario de pedido adjunto.

CUIDADO DEL TERMÓMETRO E INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Guarde la unidad en el estuche protector provisto cuando no esté en uso. No guarde el termómetro donde quede expuesto en forma directa a la luz solar, polvo o humedad. Evite las temperaturas extremas. No trate de desarmar la unidad, salvo para cambiar la batería.


Antes y después del uso: limpie el termómetro frotándolo con alcohol (70% de alcohol isopropílico) diluido en agua o lave con agua fría y jabón. Use solo un jabón suave, no abrasivo. El termómetro puede sumergirse en agua pero no debe remojar durante un período prolongado. Limpie el termómetro con un paño seco y déjelo secar al aire

Nunca esterilice por ebullición, vapor o autoclave.

CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA

Cuando se necesite cambiar la batería aparecerá el símbolo indicador de poca batería en la parte inferior derecha del visor.

- Suavemente deslice la tapa de la batería quitándola de la unidad.
- Mirando a la unidad desde la parte trasera (clasificaciones etiqueta hacia arriba) cuidadosamente Deslice la bandeja de la batería hacia afuera por lo que se expone la batería toda.
- Quite la batería con una herramienta no metálica; No intente quitar la barra de la tapa de batería delgada de plástico.
- Cambie la batería por una batería alcalina LR41 o de óxido de plata SR41 con el signo (+) hacia arriba.
- Con cuidado coloque la tapa de la batería.
- No arroje las baterías usadas en la basura. Consulte a su centro de reciclado local sobre la forma adecuada de deshacerse de las baterías en su área. Mantenga las baterías lejos de los niños, mascotas y el calor excesivo.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS / CÓDIGOS DE ERROR

El desempeño puede verse degradado en caso de tener lugar una o más de las siguientes circunstancias:

- Funcionamiento fuera de los rangos de temperatura y humedad especificados
- Almacenamiento fuera de los rangos de temperatura y humedad especificados
- Golpes mecánicos
- La temperatura del paciente es inferior a la temperatura ambiente

ERROR	PROBLEMA/CAUSA	SOLUCIÓN
Hi °F (°C) (°F (°C) (Alto)	La temperatura medida está por encima de los 109,9 °F (42,9 °C)	Los resultados están por encima del límite; espere algunos minutos y realice una nueva medición.
Lo °F (°C) (°F (°C) (Bajo)	La temperatura medida está por debajo de los 90,0 °F (32 °C)	Los resultados están por encima del límite; espere algunos minutos y realice una nueva medición.
Err	La unidad no funcionó bien	Realice una nueva medición; si el error persiste comuníquese con el servicio de Atención al Cliente
Visor en blanco	La unidad no se encenderá	La batería está agotada; probablemente la polaridad de la batería no sea la correcta; verifique la batería y reemplácela por una nueva si es necesario

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
BATERÍA: Una batería LR41 de 1.5V, tamaño botón o equivalente

DURACIÓN BATERÍA: APAGADO AUTOMÁTICO: Aproximadamente 24 meses Aproximadamente después de 10 minutos de inactividad

EXACTITUD: ±0.2°F, 98.0°F - 102.0°F (±0.1°C, 37.0°C - 39.0°C) ±0.3°F, 96.4°F - 98.0°F (±0.2°C, 35.8°C - 37.0°C) ±0.3°F, 102.0°F - 106.0°F (±0.2°C, 39.0°C - 41.0°C) 90.0°F - 109.9°F (32° - 42.99°C)

RANGO DE MEDICIÓN: 50.0°F - 104.0°F (10°C - 40°C)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 14.0°F - 140.0°F (-10°C - 60°C)
TEMPERATURA DE ALMACENAJE:
VISOR: Visor de cristal líquido
RESOLUCIÓN DEL VISOR: 4 dígitos (1/10th of a degree increments)
DIMENSIONES: 5-1/2" X 3-3/4" X 3/8"
PESO: 0.38 onzas
ESTÁNDAR: Cumple con los estándares ASTM E 1112

DECLARACIÓN DE LA FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos)

INFORMACIÓN MPORTANTE QUE REQUIERE LA FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) el aparato no debe causar interferencias perjudiciales; y (2) el aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento inesperado.

NOTA: Este dispositivo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales Clase B según se establece en la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas, puede interferir negativamente en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se producirán interferencias de acuerdo con una instalación en particular. Si este equipo sí causara interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se le recomienda al usuario que trate de corregir dicha interferencia tomando alguna de las siguientes medidas:

Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

Aumente la separación entre el aparato y el receptor.

Conecte el aparato a un tomacorriente que se encuentre en un circuito diferente al circuito en que está conectado el receptor.

Solicite asistencia al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV.

PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones que no haya aprobado expresamente la parte responsable por el cumplimiento podrían impedir que el usuario pueda operar el equipo.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Felicitaciones por su compra de un Termómetro Digital. Su Termómetro Digital está cubierto por la siguiente garantía limitada a partir de la fecha de compra y está sujeto a los siguientes términos y condiciones:

El Warrantor garantiza que su Termómetro Digital estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo el uso normal del consumidor por el tiempo que el comprador original sea propietario del producto por un año.

Se excluyen de la cobertura el mantenimiento periódico, las reparaciones y el reemplazo de partes debidos al desgaste normal. Los defectos o daños que resulten de: (a) la operación incorrecta, el almacenamiento incorrecto, el uso inadecuado o abuso, accidente o negligencia, como el daño físico (grietas, raspones, etc.) en la superficie del producto resultado del uso inadecuado; (b) el contacto con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración abundante, arena, polvo o suciedad en general, calor extremo, o alimentos; (c) el uso del Termómetro Digital con propósitos comerciales o someter al Termómetro Digital a un uso o condiciones anormales; u (d) otros actos que no son culpa de warrantor, se excluyen de la cobertura. Esta garantía no cubre baterías ni otras fuentes de energía que se puedan suministrar o usar con el Producto.

Si el termómetro de Digitaces no puede ajustarse a esta garantía limitada, vuelva termómetro a: **Attn: Repair Department, 1175 Lakeside Drive, Gurnee, IL, 60031.** Cuando devuelva un producto, por favor incluya además: (i) una copia de su recibo, factura u otro comprobante de compra; (ii) una descripción por escrito del problema; y (iii) su nombre, dirección y número telefónico. Embale cuidadosamente el producto para evitar daños mientras está en tránsito; se recomienda contratar un seguro de envío con acuse de recibo. Según lo que elija, el Warrantor reparará o reemplazará la unidad que se considere defectuosa en materiales o mano de obra bajo el uso normal del consumidor. Al comprador se le notificará cualquier reparación adicional requerida antes de completar la reparación, y será responsable de pagar el cargo por las piezas, si lo hubiese, y los cargos de reparación que no estén cubiertos por esta garantía limitada.

EXCEPTO COMO LO DISPONE ESTA GARANTÍA LIMITADA, NO SE ACEPTA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES EXPRESAS E IMPLÍCITAS, INCLUIDAS EN FORMA NO RESTRICTIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. LA REPARACIÓN O REEMPLAZO, COMO SE ESTIPULA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, ES EL ÚNICO RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR Y SE PROPORCIONA EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EN NINGÚN CASO EL WARRANTOR SERÁ RESPONSABLE, CON BASE EN OBLIGACIONES CONTRACTUALES O CULPA EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE DE CUALQUIER TIPO, O POR DAÑOS A OTRA PROPIEDAD O EQUIPO, O PÉRDIDA DE PROPIEDAD O EQUIPO O LESIONES PERSONALES, EN LAS MÁS AMPLIAS EXTENSIÓN EN QUE LA LEY PERMITA EL DESCARGO DE LA RESPONSABILIDAD POR DICHOS DAÑOS.

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuentes, o la limitación en la duración de una garantía implícita, de modo tal que las limitaciones o exclusiones podrían no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, que varían dependiendo del estado o de una jurisdicción a otra.

Toll-Free Customer Care Help Line:

1-866-326-1313

Monday - Friday 8:30 a.m. - 4:30 p.m. CST

INSTRUCTIONS • ENGLISH

PROBE COVER ORDER FORM

Disposable Probe Covers 100 Pack (Model 08-332) Qty. _____ @ \$5.00 ea. \$ _____
SUBTOTAL \$ _____
Illinois shipments add 8% Sales Tax \$ _____
Shipping, handling & insurance \$ 3.00
ORDER TOTAL \$ _____



PAYMENT METHOD:
 Check or Money Order VISA MasterCard
 Discover Diners Club American Express
Card No. _____ Security Code _____
Expiration Date: _____
Signature _____
Print Name _____

Please allow 2 weeks for delivery; this order form is for shipment within the Continental U.S. and Canada only.

Thank you for your order!

Please send a copy of this form with your payment to:

Veridian Healthcare, LLC
Attn: Customer Service
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031

SHIP TO ADDRESS:
Name _____
Address _____
City _____ State _____ Zip _____
BILL TO ADDRESS: if different from SHIP TO address
Name _____
Address _____
City _____ State _____ Zip _____
Daytime Telephone No. (____) _____

FAX CREDIT CARD ORDERS TO: 866-480-1717; QUESTIONS? 866-326-1313