


HealthWise™

# Cool Mist Ultrasonic Humidifier

Model 59-526



**Please read this instruction manual  
completely before operating this unit.**

**INSTRUCTION MANUAL • ENGLISH & ESPAÑOL**

**STOP!**  
**PLEASE ENSURE YOU HAVE ALL OF THE FOLLOWING COMPONENTS BEFORE USING YOUR HUMIDIFIER.**



Humidifier Unit



Instruction Manual

**IF YOU ARE MISSING ANY PARTS, INCLUDING INSERTS OR INSTRUCTION MANUALS, DO NOT RETURN TO PLACE OF PURCHASE. CONTACT CUSTOMER CARE AT 866-326-1313.**

---

## **INTRODUCTION**

---

Thank you for purchasing this Cool Mist Ultrasonic Humidifier. **PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL COMPLETELY BEFORE USING YOUR UNIT TO ENSURE SAFE AND EFFECTIVE USE, AS WELL AS LONG LIFE OF THE PRODUCT.**

### **HUMIDIFIER USE TIPS**

- To maintain and prolong the lifespan of the humidifier, only use room temperature water. Never use hot or ice water.
- It is recommended to use distilled or purified water or room temperature water.
- Change / empty water daily to prevent mold and bacteria growth.
- Never add essential oils in the water tank of the humidifier; oils can damage the humidifier.
- Humidifiers should be utilized on a flat, level, and firm surface, with a minimum of five inches away from walls or any heat source.

---

## INDEX

---

Introduction .....	2
Important Safeguards - Care & Safety Information .....	4-5
Product Features .....	6
Instructions For Use .....	7
Cleaning, Maintenance & Storage .....	8-9
Troubleshooting .....	10
Product Specifications .....	11
Warranty .....	12
Instrucciones en Español.....	13-24

---

**Toll-Free Customer Care Help Line: 1-866-326-1313**  
**Monday – Friday 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST**

HealthWise™  
Manufactured for:  
Veridian Healthcare, LLC  
1175 Lakeside Drive  
Gurnee, IL 60031 USA  
Made in China  
#93-1549 04/22  
©2022 Veridian Healthcare, LLC

---

# IMPORTANT SAFEGUARDS

## CARE & SAFETY INFORMATION

---

**NOTE:** Read all instructions carefully before use. The following basic precautions are needed when using an electrical product. **Failure to read and observe all precautions could result in personal injury or equipment damage.**

**Improper care or use of your humidifier may result in injury, damage to the unit or ineffective mist. Following these instructions will ensure the humidifiers efficacy and long life.**



### GENERAL CAUTIONS AND WARNINGS

- Keep out of reach of children.
- Inspect humidifier before first use and before each subsequent use; do not use the unit if it has any damaged parts (including power cord or plug), if it has been submersed in water or dropped.
- Read all instructions carefully before using the appliance.
- Before connecting the appliance, check if the voltage indicated at the bottom of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. If the mains cord is damaged, contact your service provider immediately.
- To protect against electrical hazards, DO NOT immerse cord, plugs, or the humidifier base in water or other liquid.
- DO NOT let cord hang over the edge of a table or counter, and do not let it touch hot surfaces.
- Regularly check the main cord if it is still in good and safe condition.
- To avoid circuit overload, do not operate another high voltage appliance on the same circuit.

---

# IMPORTANT SAFEGUARDS

## CARE & SAFETY INFORMATION

---



- Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
- Turn the switch to "MIN/OFF" before connecting or disconnecting plug from power outlet.
- Ensure that the appliance is unplugged from the outlet when refilling water.
- Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner.
- Appliance should always be used on a dry and level surface.
- Close supervision is necessary when the appliance is used and near children.
- This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory and mental capabilities. This appliance is not for persons with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Never add essential oils in the water tank of the humidifier. The oils can damage the humidifier.
- Do not use outdoors or for purposes other than intended use.
- DO NOT leave unit unattended while in use.
- The device is not intended to be operated with an external timer or separate remote control system.




### **CLEANING CAUTIONS AND WARNINGS**

- Never immerse the unit in water to clean as it may damage the unit.
- Disconnect the unit from the electrical outlet before cleaning.
- Only use included attachments and parts; do not use attachments from other brands or models.
- Do not disassemble the unit or attempt to repair it.
- Clean all necessary parts after each use as instructed in this instruction manual; if the unit has not been used for an extended period, all parts should be cleaned prior to use.

# PRODUCT FEATURES



*Water Tank Underside View*



*Base Top View*

**DETAILS OF INTERIOR PARTS ARE INCLUDED THROUGHOUT THIS MANUAL.**



---

## INSTRUCTIONS FOR USE

---

Place the humidifier on a flat, hard surface within reach of an outlet. Ensure the unit is off and not plugged in until ready to use.

1. Remove the water tank, turn upside down and unscrew the water tank cover.
2. Fill the water tank with room temperature water to approximately 1/4" from the opening.
3. Replace the water tank cover and install the water tank onto the humidifier base.
4. Plug in the unit, shift the unit as desired to aim the mist in the desired direction and turn the mist adjustment knob to the desired level. The LED light will illuminate indicating the unit is ON.
5. The water tank will automatically fill the base, and the mist action will start shortly.
6. Adjust the level of mist as desired.
7. When the water tank is empty, the humidifier will stop automatically and the LED light will turn OFF. Always turn the knob to MIN / completely OFF before refilling or cleaning and storing.



### NOTE:

Tap water quality varies; it is suggested that distilled or purified water is used in this humidifier. Always use room temperature water.

---

# CLEANING, MAINTENANCE & STORAGE

---

The ultrasonic humidifier should be thoroughly cleaned daily after use, and weekly when being used frequently.

- Unplug the humidifier before cleaning and storage.
- Never allow unused water to sit in the water tank or base for an extended period.
- If the mist or humidifier produces an unpleasant smell, stop use and wash immediately before attempting use again.
- Do not submerge the base nor allow to be held under running water.

## **Daily Cleaning Procedure / After Use:**

1. Ensure that the power is set to MIN (OFF) and the power cord is unplugged.
2. Remove water tank and empty completely. Empty any remaining water in base.
3. Wipe all components with a soft, dry cloth – tank, cap, base and interior of base including the nebulizer and transducer.
4. Do not use detergents or soaps.
5. Hand dry or allow to dry completely before storage.

## **Weekly Cleaning Procedure:**

1. Remove water tank and empty completely. Empty any remaining liquid in base.
2. Prepare a solution of 50% white vinegar and 50% water.
3. Replace cap and return water tank to base; this will allow the base to fill up with the vinegar solution and allow the 'base' to soak.
4. **DO NOT TURN THE HUMIDIFIER ON.**
5. Allow to soak a minimum of 4 hours, overnight is suggested.

---

## CLEANING, MAINTENANCE & STORAGE

---

6. Empty the solution and thoroughly rinse the water tank.
7. Wipe all components with a soft, dry cloth – tank, cap, base and interior of base including the nebulizer and transducer.
8. Hand dry or allow to dry completely before storage.

**NOTE:** Humidifier parts are NOT dishwasher safe.

---

# TROUBLESHOOTING

---

## **WATER IS LEAKING**

- Check that the secondary tank is not overfilled and is at the proper fill level.
- Make sure the unit is on a flat surface and not tilted.

## **HUMIDIFIER DOES NOT POWER ON; INDICATOR LIGHT DOES NOT ILLUMINATE**

- Confirm the unit is plugged in.
- Check the knob is ON; turn toward MAX.

## **INDICATOR LIGHT IS ON, BUT NO MIST OUTPUT**

- Check for hard water / mineral deposits in the base and on transducer; clean following the included instructions and attempt use again.
- Check there is sufficient water in the tank and base.

## **STRANGE ODOR**

- Clean the water tank and base following the included instructions and allow to air dry for a minimum of 12 hours.

---

## PRODUCT SPECIFICATIONS

---

<b>NAME</b>	Ultrasonic Cool Mist Humidifier
<b>MODEL NUMBER</b>	59-526
<b>POWER CONSUMPTION</b>	120V, 60Hz, 22W
<b>TANK CAPACITY</b>	0.66 gal.
<b>RECOMMENDED ROOM SIZE</b>	Medium to Large
<b>AVERAGE HUMIDITY OUTPUT</b>	7.1 fl/hour; <i>output depends on room temperature, humidity and mist output setting</i>
<b>RUN TIME</b>	Up to 24 hours (min. setting); Up to 10 hours (max setting)
<b>SOUND LEVEL</b>	<35 dBA
<b>UNIT DIMENSIONS</b>	11-3/4" x 6-7/8" x 6-7/8" (excluding power cord)
<b>UNIT WEIGHT</b>	2 lb. 4 oz.

*Specifications are subject to change without notice.*

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

---

## 2-YEAR LIMITED WARRANTY

---

The warrantor guarantees that its Ultrasonic Humidifier will be free from manufacturing defects under normal use for a period of two-years. This warranty covers only normal use, and does not apply to use in any clinical or commercial applications. This warranty is voided if the unit is misused or abused in any manner.

If the humidifier fails to operate within the warranty period while under the original purchaser owns the product, return it postage prepaid to: **Attn: Repair Department, 1175 Lakeside, Gurnee, IL, 60031**; include your name, address, phone number and brief description of the problem with your humidifier. Take care to carefully package the product to avoid any damage that may occur while in transit; shipping insurance with returned receipt is recommended. The warrantor will repair or replace the defective unit at our option. Repair or replacement of the defective unit, at the warrantor's option, is the sole remedy under this warranty.

**ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH THE PURCHASER MAY HAVE ARE LIMITED IN DURATION TO THE TIME THAT THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER OWNS THE PRODUCT.** Some states do not allow limitations or how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.


This warranty constitutes the warrantor's only reasonability and obligation to repair and/or replace materials or components, or refund the purchase price. The warrantor will not be responsible for any indirect, incidental, special consequential or punitive damages or other loss, including, but not limited to damage to or loss of other property or liable to the purchaser for any amount in excess of the cost of repair and/or replacement of the unit, or the purchaser for any amount in excess of the cost of repair and/or replacement of the unit, or the purchase price of the unit. Some states do not allow the exclusive or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

HealthWise™

# Humidificador Ultrasonico de Vapor Frío

Modelo 59-526



**Lea este manual de instrucciones en su totalidad antes de utilizar la unidad.**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES • ESPAÑOL**

**¡ALTO!**

**ASEGÚRESE DE TENER TODOS LOS COMPONENTES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN ANTES DE UTILIZAR SU HUMIDIFICADOR.**



Unidad de humidificador



Manual de instrucciones

**SI LE FALTA ALGUNA PARTE, INCLUIDOS LOS FOLLETOS O MANUALES DE INSTRUCCIONES, NO LO DEVUELVA AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ. COMUNÍQUESE CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE AL 866-326-1313.**

---

## **INTRODUCCIÓN**

---

Gracias por comprar este Humidificador Ultrasónico de Vapor Frío. LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD PARA GARANTIZAR UN USO SEGURO Y EFECTIVO Y UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA DEL PRODUCTO.

### **CONSEJOS PARA USAR EL HUMIDIFICADOR**

- Para conservar y prolongar la vida útil del humidificador, utilice únicamente agua a temperatura ambiente. Nunca use agua caliente o helada.
- Recomendamos usar agua destilada, purificada o a temperatura ambiente.
- Cambie o vacíe el agua diariamente para evitar el moho y el crecimiento de bacterias.
- Nunca agregue aceites esenciales en el tanque de agua del humidificador; los aceites pueden dañar al humidificador.
- Los humidificadores se deben utilizar sobre una superficie plana, nivelada y firme, a una distancia mínima de cinco pulgadas de la pared o de una fuente de calor.

---

# Índice

---

Introducción .....	14
Medidas de protección importantes – información sobre cuidado y seguridad.....	16-17
Características del producto .....	18
Instrucciones de uso .....	19
Limpieza y almacenamiento.....	20-21
Solución de problemas .....	22
Especificaciones del producto.....	23
Garantía .....	24

---

**Línea de ayuda sin costo del servicio de Atención al  
Cliente: 1-866-326-1313  
Lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.  
hora estándar del centro**

HealthWise™  
Fabricado para:  
Veridian Healthcare, LLC  
1175 Lakeside Drive  
Gurnee, IL 60031 USA  
Hecho en China  
#93-1549 04/22  
©2022 Veridian Healthcare, LLC

---

# MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPORTANTES

## INFORMACIÓN SOBRE CUIDADO Y SEGURIDAD

---

**NOTA:** Lea con atención todas las instrucciones antes del uso. Cuando se usa un producto eléctrico se deben tener en cuenta las siguientes precauciones básicas. Si no lee ni presta atención a todas las precauciones, puede resultar lesionado o dañar el equipo.

**El cuidado o uso inadecuados de su humidificador puede ocasionarle lesiones, dañar la unidad o hacer que el vapor no sea efectivo. Si sigue estas instrucciones, se garantizará la precisión y la vida útil prolongada del humidificador.**



### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS GENERALES

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Inspeccione el humidificador antes de usarlo por primera vez y antes de cada uso; no use la unidad si cualquiera de sus partes está dañada (incluidos el cable o el enchufe), si ha sido sumergida en agua o si se ha caído.
- Lea con atención todas las instrucciones antes del uso.
- Antes de conectar la unidad, verifique que la tensión que se indica en la parte inferior corresponde a la tensión de red local.
- NO utilice la unidad si tiene el cable o el enchufe dañado, después de haber funcionado mal o si está dañada. Si el cable de alimentación está dañado, comuníquese de inmediato con el proveedor del servicio.
- Para protegerse contra los riesgos eléctricos, NO sumerja el cable, los enchufes ni la base del humidificador en agua ni en ningún otro líquido.
- NO deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o encimera ni que toque superficies calientes.
- Revise periódicamente el cable de alimentación para saber si aún está en buenas condiciones.
- Para evitar una sobrecarga del circuito, no utilice ningún otro aparato de alta tensión en el mismo circuito.

---

# MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPORTANTES

## INFORMACIÓN SOBRE CUIDADO Y SEGURIDAD

---



- Desconéctelo del tomacorriente cuando no lo esté usando y antes de limpiarlo.
- Gire la perilla a “MIN/OFF” antes de conectar o desconectar el enchufe del tomacorriente.
- Antes de llenarlo con agua, asegúrese de que el aparato está desconectado.
- No lo coloque sobre o cerca de un quemador a gas o eléctrico caliente.
- El aparato se debe usar siempre sobre una superficie seca y plana.
- Es necesario prestar suma atención cuando se usa el aparato y cuando hay niños cerca.
- No está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas. No es para personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que tengan la supervisión o hayan recibido instrucciones para el uso por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Nunca agregue aceites esenciales en el tanque de agua del humidificador. Los aceites pueden dañar al humidificador.
- No lo use en el exterior o para fines distintos a los indicados.
- NO desatienda la unidad mientras la está usando.
- No está previsto para usar con un temporizador externo ni con un control remoto separado.




### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS PARA LA LIMPIEZA**

- Nunca sumerja la unidad en agua para su limpieza, puesto que esto puede dañarla.
- Antes de limpiar la unidad, desconéctela del tomacorriente
- Use solo las piezas y partes incluidas; no use piezas de otras marcas o modelos.
- No desarme la unidad ni intente repararla.
- Limpie todas las partes necesarias después de cada uso de acuerdo con las instrucciones de este manual; si la unidad no se ha usado durante un período prolongado, se deberán limpiar previamente todas las partes.

# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



*Vista inferior del tanque de agua*





*Vista superior de la base*

**EN EL MANUAL SE INCLUYE INFORMACIÓN DE LAS PARTES INTERIORES.**

# INSTRUCCIONES DE USO

Coloque el humidificador sobre una superficie plana y dura cerca de un tomacorriente. Asegúrese de que la unidad esté apagada y no la enchufe hasta que esté lista para usar.

1. Retire el tanque de agua, delo vuelta y desenrosque la tapa del tanque.
2. Llénelo con agua a temperatura ambiente hasta aproximadamente 1/4" de la apertura.
3. Vuelva a colocar la tapa al tanque y colóquelo sobre la base del humidificador.
4. Enchufe la unidad, muévala a gusto para dirigir el vapor en la dirección que desee y gire la perilla de ajuste del vapor al nivel deseado. Se encenderá la luz de LED para indicar que la unidad está ENCENDIDA.
5. El tanque de agua llenará automáticamente la base y en breve comenzará a producir vapor.
6. Ajuste a gusto el nivel de vapor.
7. Cuando el tanque de agua está vacío, el humidificador se detendrá automáticamente y la luz LED se APAGARÁ. Siempre gire la perilla a MIN/completamente APAGADO antes de llenar o limpiar y guardar.



## NOTA:

La calidad del agua corriente varía; se aconseja utilizar agua destilada o purificada en este humidificador. Siempre use agua a temperatura ambiente.

---

# LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

---

El humidificador ultrasónico se debe limpiar muy bien todos los días después de usar y todas las semanas cuando se lo usa con frecuencia.

- Desconecte el humidificador antes de limpiarlo y guardarlo.
- Nunca deje que el agua sin usar se asiente en el tanque de agua o la base durante un período prolongado.
- Si el vapor o el humidificador producen un olor desagradable, deje de usarlo y lávelo de inmediato antes de intentar usarlo nuevamente.
- No sumerja la base ni la deje bajo el chorro de agua.

## **Procedimiento para la limpieza diaria/después del uso:**

1. Asegúrese de que la unidad esté en MIN (OFF) (MÍN [APAGADA]) y que el cable esté desconectado.
2. Retire el tanque de agua y vacíelo completamente. Vacíe el agua que haya quedado en la base.
3. Seque todos los componentes con un paño suave y seco: el tanque, la tapa, la base y el interior de la base, incluido el nebulizador y el transductor.
4. No use detergente ni jabón.
5. Seque a mano o deje secar completamente antes de guardar.

## **Procedimiento para la limpieza semanal::**

1. Retire el tanque de agua y vacíelo completamente. Vacíe el líquido que haya quedado en la base.
2. Prepare una solución de 50% de vinagre blanco y 50% de agua.
3. Vuelva a colocar la tapa y el tanque de agua en la base, de esta forma la base se llenará con la solución de vinagre y se mojará la 'base'.

---

## LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

---

4. **NO ENCIENDA EL HUMIDIFICADOR.**
5. Dejar en remojo un mínimo de 4 horas, se sugiere durante la noche.
6. Retire la solución y enjuague muy bien el tanque de agua.
7. Seque todos los componentes con un paño suave y seco: el tanque, la tapa, la base y el interior de la base, incluido el nebulizador y el transductor.
8. Seque a mano o deje secar completamente antes de guardar.

**NOTA:** No es seguro lavar las partes del humidificador en el lavavajillas.

---

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

---

## **PÉRDIDA DE AGUA**

- Verifique que el tanque secundario no esté demasiado lleno y que esté en el nivel adecuado.
- Asegúrese de que la unidad está sobre una superficie plana y no está inclinada.

## **EL HUMIDIFICADOR NO ENCIENDE; LA LUZ DEL INDICADOR NO SE ILUMINA**

- Confirme que la unidad está enchufada.
- Verifique que la perilla está ENCENDIDA; gire hacia MAX.

## **EL INDICADOR DE LUZ ESTÁ ENCENDIDO, PERO NO SALE EL VAPOR**

- Verifique que no haya depósitos de agua dura o minerales en la base y en el transductor; limpie de acuerdo con las instrucciones e intente usar nuevamente.
- Verifique que haya suficiente agua en el tanque y en la base.

## **OLOR RARO**

- Limpie el tanque de agua y la base de acuerdo con las instrucciones y deje secar al aire durante 12 horas como mínimo.

---

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

---

<b>NOMBRE</b>	Humidificador Ultrasónico de Vapor Frío
<b>NÚMERO DE MODELO</b>	59-526
<b>CONSUMO DE ENERGÍA</b>	120V, 60Hz, 22W
<b>CAPACIDAD DEL TANQUE</b>	0.66 gal.
<b>TAMAÑO RECOMENDADO DE LA HABITACIÓN</b>	Mediana a grande
<b>SALIDA PROMEDIO DE LA HUMEDAD</b>	7.1 fl/hora; <i>la salida depende de la temperatura ambiente, la humedad y la configuración para la salida del vapor</i>
<b>TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO</b>	Hasta 24 horas (configuración mín.); hasta 10 horas (configuración máx.)
<b>NIVEL DEL SONIDO</b>	<35 dBA
<b>DIMENSIONES DE LA UNIDAD</b>	11-3/4" x 6-7/8" x 6-7/8" (no incluye el cable de alimentación)
<b>PESO DE LA UNIDAD</b>	2 lb. 4 oz.

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*

---

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

---

## GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

---

El Humidificador Ultrasónico garantizado de estar libre de defectos de fabricación durante un período de dos años, a partir de la fecha de la compra, bajo condiciones de uso normales, sujeto a los siguientes términos y condiciones.

Si el Humidificador Ultrasónico no funciona durante el tiempo que está en poder del comprador original, devuélvalo con el franqueo prepagado a: **Attn: Repair Department, 1175 Lakeside, Gurnee, IL, 60031**. Al devolver un producto, incluya también su nombre, domicilio, número de teléfono y una breve descripción del problema específico de la unidad. Embale cuidadosamente el producto para evitar daños mientras está en tránsito; se recomienda contratar un seguro de envío con aviso de retorno. El garante reparará o cambiará la unidad defectuosa a nuestra elección. La reparación o el reemplazo de la unidad defectuosa, a opción del garante, es el único recurso aceptable de conformidad con esta garantía.

**TODA GARANTÍA IMPLÍCITA QUE EL COMPRADOR PUDIERE TENER ES DE DURACIÓN LIMITADA RESPECTO DEL TIEMPO QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN PODER DEL COMPRADOR CONSUMIDOR ORIGINAL.** En algunos estados no se permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita; por lo tanto, la limitación antedicha puede no ser aplicable en su caso.

Esta garantía constituye la única razonabilidad y obligación de reparación y/o reemplazo de materiales o componentes o el reembolso del precio de la compra. El garante no será tenida como responsable por daños indirectos, incidentales, emergentes especiales o punitivos ni por otra pérdida, que incluye entre otros, daño o pérdida de otros bienes, como así tampoco será tenida como responsable ante el comprador por cualquier monto en exceso del costo de reparación y/o reemplazo de la unidad, ni por el precio de compra de la unidad. En algunos estados no se admiten los daños incidentales o emergentes exclusivos ni la limitación de éstos; por lo tanto la limitación o exclusión antedicha puede no ser aplicable en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, que varían dependiendo del estado.