



CONTROL SOLUTION PACKAGE INSERT

210-7110CS Model: VGC01 REF: VGC01-2V1

PRINCIPLE AND INTENDED USE

The RPM PRO Control Solution contains a known concentration of glucose.

The RPM PRO Blood Glucose Control Solution is for use with the RPM PRO Blood Glucose Meter and RPM PRO Blood Glucose Test Strips as a quality control check to verify that the meter and test strip are working together properly, and that the test is performing correctly.

For self-testing use only.

You should perform a quality control test:

- Once a week.
- Before using a new box of test strips.
- When you suspect that the meter and test strips are not working together properly.
- If you suspect your meter is damaged.
- After cleaning your meter.
- You dropped the meter.
- Always perform the quality control test if you suspect your results are inaccurate or do not match how you are feeling.

Three levels of control solutions are available. Control Solution 1 (level 1), Control Solution 2 (level 2) and Control Solution 3 (level 3). Control Solution 2 (level 2) is sufficient for most of self-testing needs. If you think your meter or strips are not working correctly, you may perform a Level 1 and Level 3 test. If you want to purchase control solution kit, contact Customer support: 1-866-326-1313, Monday - Friday 8:30 a.m. - 4:30 p.m. CST. For urgent matters, contact your health care professional.

COMPOSITION

Control Solution 1 contains less than 0.1% glucose (active ingredient). Control Solution 2 contains less than 0.2% glucose (active ingredient). Control Solution 3 contains less than 0.3% glucose (active ingredient). Three levels control solution have preservatives in an aqueous based mixture.

STORAGE AND HANDLING

- Store between 36-86°F. Store at 10-90% RH.
- If the control solution is cold, do not use until it has warmed to room temperature.
- Use before the expiration date. The date is shown on the vial.
- Note: All expiration dates are printed in Year-Month-Day format. 2023-01-01 indicates 1st January, 2023.
- Use the control solution only for 4 months after you first open it. The control solution will expire 4 months after the vial is opened for the first time. Record the expiration date on the control solution label immediately after opening.

PRECAUTIONS

- For in vitro diagnostic use. The control solution is for testing only outside the body. Do not swallow or inject. For self-testing use.
- Shake well before using.
- To obtain accurate results complete all control testing between 50-104°F.
- The control ranges are shown on the test strip vial. The control ranges are not a recommended range for your blood glucose level. Figure out your personal blood glucose target ranges with your doctor.
- Do not touch the end of the test strip to the control solution vial. This could cause contaminants to enter the control solution vial.
- Do not use the control solution if the package is damaged.

- Use only RPM PRO brand control solution with your RPM PRO meter and RPM PRO brand test strips.
- Always wash your hands well with soap and water before and after testing.

MATERIALS PROVIDED

Control Solution

Package Insert

If you want to purchase control solution kit, or want to know more information, contact Customer support: 1-866-326-1313, Monday - Friday 8:30 a.m. - 4:30 p.m. For urgent matters, contact your health care professional.

MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED

Meter

Test Strips

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Insert a new test strip. The meter turns on. Refer to your meter's User Manual details on how to record the result as a quality control test, and more details on operating the meter.
2. Shake the control solution vial thoroughly.
3. Squeeze the control solution vial gently. Discard the first drop. If the tip clogs, tap the tip gently on a clean, hard surface. Shake again, and then use.
4. Squeeze out a second small drop on a clean nonabsorbent surface. Touch the tip of the test strip to the control solution drop until the meter beeps.

Notes:

Test immediately after the control solution has squeezed.

Do not apply control solution to the test strip directly from the vial

If the control solution sample does not fill the check window, do not add a second drop. Discard the test strip and start over with a new test strip.

5. Read the result from the meter display after a beep.

EXPECTED RESULTS

Control solution test results should be within the control range. The ranges for three levels (Level 1, Level 2 and Level 3) are displayed on the test strip vial label. For confirmation of results, Control Solution 1 tests should fall within the level 1 range, Control Solution 2 tests should fall within the level 2 range, and Control Solution 3 tests should fall within the level 3 range. If the test results are in the correct ranges provided, this means that your Blood Glucose Monitoring system is working properly.

If the control solution test results do not fall within the respective range:

- Check the expiration date of the test strip and control solution. Discard any expired test strips or control solution.
- Make sure you are testing at a temperature between 50 and 104°F (10-40°C).
- Make sure that the test strip vial and the control solution vial have been tightly capped.
- Confirm that you are using RPM PRO brand control solution with your RPM PRO brand test strips.
- Make sure that you follow the test procedure correctly.

After checking everything listed above, repeat the control solution test with a new test strip. If your results still fall outside the range indicated on the test strip vial label, your meter may not be working properly. DO NOT use the system to test your blood glucose. Contact Customer Care for help. For complete instructions, please refer to the User Manual included with your meter.

Toll-Free Customer Care Help Line:
1-866-326-1313
Monday – Friday
8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST

For urgent matters, please contact your health care professional
www.veridianhealthcare.com

Distributed by: Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive Gurnee, IL 60031
Made in China
#93-1631 01/26
©2026 Veridian Healthcare

PN:
Effective date:

FUNDAMENTO Y USO PARA EL CUAL ESTÁ DESTINADO

La Solución de control de RPM PRO contiene una concentración de glucosa conocida.

La Solución de control de la glucosa en sangre de RPM PRO es para usarse con el Medidor de la glucosa en sangre y las Tiras reactivas de RPM PRO como un control de calidad para verificar que el medidor y la tira reactiva juntos están funcionando correctamente y que el análisis se está haciendo de manera correcta.

Solo para usarse para autoevaluación.

Debe realizar un análisis de control de calidad:

- Una vez a la semana.
- Antes de usar una nueva caja de tiras reactivas.
- Cuando sospecha que el medidor y las tiras reactivas juntas no están funcionando correctamente.
- Si sospecha que su medidor está dañado.
- Después de limpiar su medidor.
- Cuando se le cayó el medidor.
- Siempre realice el análisis de control de calidad si sospecha que sus resultados no son precisos o no concuerdan con la manera en la que se siente.

Hay tres niveles de soluciones de control disponibles. Solución de control 1 (nivel 1), Solución de control 2 (nivel 2) y Solución de control 3 (nivel 3). La solución de control 2 (nivel 2) es suficiente para la mayoría de las necesidades de autodiagnóstico. Si cree que su medidor o sus tiras no funcionan correctamente, puede realizar una prueba de Nivel 1 y Nivel 3. Si desea comprar un kit de solución de control, comuníquese con Atención al cliente: 1-866-326-1313, de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. CST. Para asuntos urgentes, comuníquese con su profesional de atención médica.

ESTRUCTURA

La Solución de control 1 contiene menos de 0.1% de glucosa (ingrediente activo). La Solución de control 2 contiene menos de 0.2% de glucosa (ingrediente activo). La Solución de control 3 contiene menos de 0.3% de glucosa (ingrediente activo). Los tres niveles de la solución de control tienen conservantes en una mezcla acuosa.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Guárdelo a una temperatura entre los 36 y 86°F (2.2 y 30°C) y a un rango de humedad entre el 10 y 90%.
- Si la solución de control está fría, no la use hasta que se haya calentado a temperatura ambiente.
- Úsela antes de la fecha de vencimiento. La fecha se muestra en el frasco.
- Nota: Todas las fechas de vencimiento están impresas en el formato Año-Mes-Día. 2023-01-01 indica 1ro. de enero de 2023.
- Use la solución de control solo por 4 meses después de que la abrió por primera vez. La solución de control vencerá 4 meses después de que el frasco se abrió por primera vez. Anote la fecha de vencimiento en la etiqueta de la solución de control inmediatamente después de abrirla.

PRECAUCIONES

- Solo para uso para diagnóstico in vitro. La solución de control es solo para análisis que se realizan fuera del cuerpo. No se la trague o inyecte. Para usarse para autoevaluación.
- Agítela bien antes de usarla.
- Para obtener resultados precisos complete todos los análisis de control entre los 50 y 104°F (10 y 40°C).
- Los rangos de control se muestran en el frasco de la tira reactiva. Los rangos de control no son rangos que se recomiendan para su nivel de glucosa en sangre. Determine con su médico los rangos objetivos de su glucosa en sangre.
- No toque el frasco de la solución de control con el extremo de la tira reactiva. Esto podría causar que contaminantes entren en el frasco de la solución de control.
- No use la solución de control si el paquete está dañado.

- Use solo la solución de control de la marca RPM PRO con su medidor y sus tiras reactivas de la marca RPM PRO.
- Siempre lávese bien las manos con agua y jabón antes y después de realizar el análisis.

MATERIALES PROPORCIONADOS

Solución de control

Prospecto

Si desea comprar un kit de solución de control o desea obtener más información, comuníquese con Atención al cliente: 1-866-326-1313, de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Para asuntos urgentes, comuníquese con su profesional de atención médica.

MATERIALES QUE SE REQUIEREN, PERO NO ESTÁN PROPORCIONADOS

Medidor

Tiras reactivas

INSTRUCCIONES DE USO

1. Inserte una nueva tira reactiva. El medidor se enciende. Lea los detalles del Manual del usuario de su medidor sobre cómo registrar el resultado como un análisis de control de calidad y más detalles para manejar el medidor.
 2. Agite profundamente el frasco de la solución de control.
 3. Exprima suavemente el frasco de la solución de control. Deseche la primera gota. Si la punta se atasca, golpee suavemente la punta en una superficie limpia y dura. Agítelo nuevamente y úselo.
 4. Exprima una segunda gota pequeña en una superficie que sea limpia y no absorbente. Toque la punta de la tira reactiva con la gota de la solución de control hasta que el medidor emita una señal audible.
- Notas:**
Realice el análisis inmediatamente después de haber exprimido la solución de control. No aplique la solución de control directamente a la tira reactiva desde el frasco. Si la muestra de la solución de control no llena la ventana de revisión, no agregue una segunda gota. Deseche la tira reactiva y vuelva a empezar con una nueva.
5. Lea el resultado que figura en la pantalla del medidor después de escuchar una señal audible.

RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados de los análisis de la solución de control deben estar dentro del rango de control. Los rangos para los tres niveles (Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3) se muestran en la etiqueta del frasco de la tira reactiva. Para confirmar los resultados, los análisis de la Solución de control 1 deben estar en el rango del nivel 1, los análisis de la Solución de control 2 deben estar en el rango del nivel 2 y los análisis de la Solución de control 3 deben estar en el rango del nivel 3. Si los resultados de los análisis están en los rangos correctos proporcionados, esto significa que su Sistema de control de la glucosa en sangre está funcionando correctamente.

Si los resultados del análisis de la solución de control no están dentro del rango correspondiente:

- Revise la fecha de vencimiento que figura en la tira reactiva y la solución de control. Deseche cualquier tira reactiva o solución de control que haya vencido.
 - Asegúrese de que está realizando el análisis a una temperatura entre los 50 y 104°F (10 y 40°C).
 - Asegúrese de que se hayan cerrado firme los frascos de la tira reactiva y la solución de control.
 - Corrobore que esté usando la solución de control de la marca RPM PRO con las tiras reactivas de la marca RPM PRO.
 - Asegúrese de que siguió correctamente el procedimiento de análisis
- Después de revisar todo lo indicado anteriormente, repita el análisis de solución de control con una nueva tira reactiva. Si sus resultados todavía están fuera del rango indicado en la etiqueta del frasco de la tira reactiva, su medidor puede que no esté funcionando correctamente. NO USE el sistema para analizar su glucosa en sangre. Comuníquese con Atención al cliente si necesita ayuda. Para ver las instrucciones completas, lea el Manual del usuario que se incluye con su medidor.

**Línea de ayuda del servicio
de Atención al Cliente sin costo:
1-866-326-1313
Lunes a viernes, de 8:30 a.m. – 4:30 p.m.
hora estándar del centro**

Para asuntos urgentes, comuníquese con su profesional de
atención médica
www.veridianhealthcare.com

Distributed by: Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive Gurnee, IL 60031
Made in China
#93-1631 01/26
©2026 Veridian Healthcare

PN:
Fecha de vigencia: