

LANCING DEVICE PACKAGE INSERT

Model HH-XIII-T REF: 210-7110LD

INTENDED USE

The RPM PRO Lancing Device is used with the RPM PRO Lancets to draw a drop of capillary blood from the fingertip for blood glucose testing or other testing. It is intended to be used on a single patient age 6 months and up. And it should not be shared.

LANCET PENETRATION DEPTH RANGE The number 1-5 at the Depth Setting Window is a depth gauge; it indicates the depth that the lancet will go into the skin. The lancet penetration depth range is at 0.02-0.08 inch with number 1 being the shallowest and 5 being the deepest. It is for reference only when you use a RPM PRO Lancing Device with a RPM PRO Lancet. If you use another manufacturer's lancets, adjust the depth setting according to skin status and blood volume needed.

LEVEL	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
Penetration Depth Range	0.02"	0.04"	0.06"	0.07"	0.08"
Deviation ± 0.01 inch					

CLEANING AND DISINFECTING

Clean and disinfect before and after each use.

1. Wash hands with soap and water, and dry thoroughly.
2. Wipe the entire lancing device surface and the inside of the lancing device cap with a Super Sani-Cloth® to clean it.
3. Use a new Super Sani-Cloth® and repeat step 2 to disinfect it. Make sure to keep cleaning the surface and the inside of the cap for 2 minutes.
4. Wash hands with soap and water, and dry thoroughly.

NOTE:

- Failure to follow the instructions may damage the lancing device and stop it from working properly.
- Do not get any moisture into openings.
- If blood gets on the lancing device, clean and disinfect it before anyone else touches it.
- Always use the same cleaning product for both cleaning and disinfecting.
- If there is residual soil on the lancing device, repeat step 2 and step 3 above.
- A separate Super Sani-Cloth® is suggested to be used for cleaning and disinfection.

INSTRUCTIONS FOR USE

Wash your hands before and after each blood sample collection with soap and warm water, or wipe your finger with an alcohol pad. Dry your hands completely before lancing your finger.


NOTE: Make sure there is no soap, alcohol or lotion on the puncture site. Residual alcohol may lead to inaccurate readings.

Read the instructions carefully before using the lancing device.



1. Remove the device cap and connecting collar by holding and turning the collar counterclockwise then pulling.
2. Insert a lancet into the lancet holder by sliding the lancet into the holder until it snaps in place.
3. Twist the lancet cap off the lancet. (Save the lancet cap for lancet removal. Described in step 9.)
4. Put the cap and collar back on the lancing device by reattaching and turning clockwise to tighten.
5. Hold the lancing device firmly and turn the device cap to adjust the lancet penetration depth. Choose from settings 1 through 5 in the depth level window.

Note: The smaller the number the shallower the puncture and less painful. Lower settings will be best for children and most adults. Larger numbers are for deeper punctures; these settings sometimes necessary for those with thicker skin. Start with a small number setting and increase incrementally until you find the correct setting for a proper blood sample.




6. Pull the rear handle back until it clicks to load the lancet device.




7. Hold the lancing device against the side of a fingertip and press the release button to prick the skin and obtain a drop of blood. If necessary, gently massage the pricked finger until a drop of blood forms.



8. Apply the blood sample to the test strip following the proper test strip instructions.



9. Remove the device cap and connecting collar (like in step 1), place the lancet cap on a hard surface, and push the lancet into the lancet cap.



10. Slide the lancet ejector forward to release the used lancet. Make sure to dispose of the lancet in an appropriate container, in accordance with local regulations. NEVER use your fingers to pull a used lancet out.



11. Put the device cap and connecting collar back on the lancing device (like in step 4).

CAUTIONS:

1. Do not immerse the device into any liquid.
2. Do not point the lancing device at you or other people.
3. Clean and disinfect the entire lancing device surface and the lancing device cap carefully to prevent infection and contamination.
4. Do not use the lancet if the lancing device falls to the ground or surfaces with a lancet inserted. Pick it up with care, discard the lancet and insert a new lancet before use.
5. For use only on a single patient. Do not use it on more than one patient. Improper use of lancets and the lancing device can increase the risk of inadvertent transmission of bloodborne pathogens, particularly in settings where multiple patients are tested.
6. If the lancing device is being operated by a second person who is providing testing assistance to the patient, the lancing device should be cleaned and disinfected prior to use by the second person. The second person must wear protective gloves for all the steps when providing testing assistance.
7. If the lancing device has come into contact with blood, it can transmit infections. The lancing device and lancets must not be used by other people, even by family members. Healthcare professionals must not use them to obtain blood from different people.
8. If the lancing device or the lancet was dropped or exposed to other mechanical stress, check it for damages or cracks. Do not use the lancing device or lancets if they are damaged.
9. If the lancing device falls with a lancet inserted, the lancet may become loose in the lancet holder, you cannot use it anymore to obtain blood. In rare cases, the lancet could protrude from the opening in the cap and you could injure yourself on it. Therefore, do not touch the front of the cap. If the lancing device falls, pick it up with care.

WARNINGS:

1. Read the instructions carefully before use.
2. For single use only. Use a new Lancet each time you test. Discard the used lancet after each use. Do not re-use. Do not leave the used lancet in the lancing device.
3. Do not use the lancet if the Lancet Cap is already removed or broken.
4. Do not use lancets beyond the expiration date printed on the box.
5. If an individual is under the age of 18, the lancet and lancing devices must be used by an adult or under the supervision of the adult.
6. Use with caution whenever the Lancet Tip is exposed.
7. Consult a healthcare professional before using the lancing device and selecting the setting for the first time on children to prevent any injury.
8. Keep out of reach of children.
9. Dispose of used lancets and follow local regulations for proper disposal to prevent injury from the lancets.
10. It is strongly recommended to use the RPM Pro Lancing Device and the RPM Pro Lancets for the best compatibility and proper performance. If you use the RPM Pro Lancing Device with another brand of lancets, make sure the lancets are compatible the RPM Pro Lancing Device. Consult a health care professional before use.
11. When you insert the lancet, please do not press the release button if the device cap is removed.

STORAGE CONDITIONS:

The products should be stored in a dry, well-ventilated room. Keep away from any corrosive gas.

WARRANTY

The service life of the RPM PRO lancing device is no more than 5000 times or 10 years, whichever comes first. A malfunctioning lancing device should be returned to your supplier for replacement.

Toll-Free Customer Care Help Line: 1-866-326-1313
Monday – Friday 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST

For urgent matters,
please contact your health care professional.
www.veridianhealthcare.com

Distributed by: Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive, Gurnee, IL 60031
Made in China
#931633 04/25
©2025 Veridian Healthcare
PN:

Effective date:

DISPOSITIVO DE PUNCIÓN PROSPECTO DEL PAQUETE

Modelo HH-XIII-T REF: 210-7110LD

USO PARA EL CUAL ESTÁ DESTINADO

El Dispositivo de punción de RPM PRO se usa con las Lancetas de RPM PRO para extraer una gota de sangre capilar de la punta del dedo para los análisis de la glucosa en sangre u otros análisis. Está destinado para usarse en un solo paciente de 6 o más meses. Y no debe compartirse.

RANGO DE PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN DE LA LANCETA

The Los números del 1 al 5 en el Cuadro de configuración de la profundidad es un medidor de profundidad que indica cuánto penetrará la lanceta en la piel. El rango de profundidad de penetración de la lanceta está entre 0.02 y 0.08 pulgadas, siendo el número 1 la mínima y el número 5 la más profunda. Es solo para referencia cuando usa el Dispositivo de punción de RPM PRO con una Lanceta de RPM PRO. Si usa las lancetas de otro fabricante, ajuste la configuración de profundidad conforme al estado de la piel y el volumen de sangre que necesite.

NIVEL	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Rango de profundidad de penetración	0.02"	0.04"	0.06"	0.07"	0.08"
Desviación ± 0.01 pulgada					

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Limpie y desinfecte antes y después de usarlo.

1. Lávese las manos con jabón y agua y séquelas bien.
2. Limpie toda la superficie del dispositivo de punción y el interior de su tapa con una toallita de Super Sani-Cloth®.
3. Use una nueva toallita de Super Sani-Cloth® y repita el paso 2 para desinfectar. Asegúrese de seguir limpiendo la superficie y el interior de la tapa durante 2 minutos.
4. Lávese las manos con jabón y agua y séquelas bien.

NOTA:

- Si no sigue las instrucciones podría dañar el dispositivo de punción y hacer que deje de funcionar correctamente.
- No permita que entre humedad en las aberturas.
- Si entra sangre en el dispositivo de punción, límpielo y desinfectelo antes de que alguien lo toque.
- Siempre use el mismo producto de limpieza para la limpieza y la desinfección.
- Si quedó algo de residuo del dispositivo de punción, repita los pasos 2 y 3 mencionados anteriormente.
- Se recomienda que use una toallita de Super Sani-Cloth® para la limpieza y una para la desinfección.

INSTRUCCIONES DE USO

Lávese las manos con agua caliente y jabón antes y después de cada extracción de una muestra de sangre o limpie el dedo con un paño con alcohol. Séquese las manos bien antes de pinchar el dedo.


NOTA: Asegúrese de que no haya jabón, alcohol ni loción en la zona de la punción. El alcohol que quede podría derivar en lecturas imprecisas.

Lea con atención las instrucciones antes de usar el dispositivo de punción.



1. Retire la tapa del dispositivo y el collar conector manteniéndolo y girando el collar en sentido contrario a las agujas del reloj, luego tire.
2. Inserte una lanceta en el soporte de la lanceta deslizando en él hasta que encaje.
3. Desenrosque la tapa de la lanceta. (Guarde la tapa para sacar la lanceta. Se describe en el paso 9.)
4. Coloque nuevamente la tapa y el collar en el dispositivo de punción reajustando y girando en el sentido de las agujas del reloj para ajustarlo.
5. Sostenga firme el dispositivo de punción y gire la tapa del dispositivo para ajustar la profundidad de penetración de la lanceta. Elija de las configuraciones 1 hasta la 5 en la ventana de nivel de profundidad.

Nota: Cuanto más bajo el número, menos profunda y dolorosa será la punción. Las configuraciones bajas son mejores para los niños y la mayoría de los adultos. Los números más grandes son para punciones más profundas. Estas configuraciones a veces son necesarias para aquellas personas con pieles más gruesas. Empiece con una configuración con un número bajo y vaya aumentando hasta que encuentre la configuración correcta para una muestra de sangre apropiada.



6. Tire del mango hasta que escuche un chasquido para cargar el dispositivo de punción.
7. Sostenga el dispositivo de punción contra el costado de la punta del dedo y presione el botón de extracción para pinchar la piel y obtener una gota de sangre. Si fuera necesario, masajee con cuidado el dedo pinchado hasta que se forme una gota de sangre.
8. Aplique la muestra de sangre a la tira reactiva siguiendo las instrucciones correctas para tiras reactivas.



9. Saque la tapa del dispositivo y el collar conector (como en el paso 1), coloque la tapa de la lanceta en una superficie firme y empuje la lanceta en su tapa.
10. Deslice hacia delante el botón de eyección para liberar la lanceta usada. Asegúrese de desechar la lanceta en un contenedor apropiado conforme a las regulaciones locales. NUNCA use los dedos para sacar una lanceta usada.
11. Coloque nuevamente la tapa del dispositivo y el collar conector en el dispositivo de punción (como en el paso 4).

PRECAUCIONES:

1. No sumerja el dispositivo en ningún líquido.
2. No apunte el dispositivo de punción a usted u otras personas.
3. Limpie y desinfecte con cuidado toda la superficie y la tapa del dispositivo de punción para prevenir infecciones y contaminación.
4. No use la lanceta si el dispositivo de punción se cae al suelo o a otras superficies con una lanceta insertada. Tómelo con cuidado, deseche la lanceta e inserte una nueva antes de usarlo.
5. Solo para uso en un solo paciente. No lo use en más de un paciente. El uso incorrecto de lancetas y del dispositivo de punción puede aumentar el riesgo de transmisión inadvertido de patógenos sanguíneos, en especial, en entornos donde se realizan análisis a muchos pacientes.
6. Si una segunda persona que está asistiendo al paciente con sus análisis está usando el dispositivo de punción, debe limpiarse y desinfectarse antes de que la segunda persona lo use. La segunda persona debe usar guantes de protección para realizar todos los pasos cuando provee asistencia con los análisis.
7. Si el dispositivo de punción ha entrado en contacto con sangre, puede transmitir infecciones. Otras personas, incluso familiares, no deben usar el dispositivo de punción ni las lancetas. Los profesionales de la salud no deben usarlo para obtener sangre de distintas personas.
8. Si el dispositivo de punción o la lanceta se cayó o expuso a otro estrés mecánico, revíselo(a) por si tiene daños o fisuras. No use el dispositivo de punción o las lancetas si están dañados.
9. Si el dispositivo de punción se cae con la lanceta insertada, puede que la lanceta se afloje en el soporte. Ya no puede usarla para obtener sangre. En muy pocos casos, la lanceta podría sobresalir desde la abertura de la tapa y podría lastimarse con ella. Por lo tanto, no toque la parte superior de la tapa. Si se cae el dispositivo de punción, levántelo con cuidado.

ADVERTENCIAS:

1. Lea con atención las instrucciones antes del uso.
2. Solo para uso en una sola persona. Use una nueva lanceta cada vez que realiza un análisis. Deseche la lanceta usada antes de cada uso. No vuelva a usar las lancetas. No deje la lanceta usada en el dispositivo de punción.
3. No use la lanceta si la tapa de la lanceta ya se sacó o está rota.
4. No use las lancetas más allá de la fecha de vencimiento que está impresa en la caja.
5. Si un individuo es menor a 18 años, la lanceta y los dispositivos de punción deben usarse por un adulto o bajo la supervisión de uno.
6. Úselo con cuidado cada vez que la punta de la lanceta esté expuesta.
7. Consulte con un profesional de la salud antes de usar el dispositivo de punción y seleccionar la configuración en niños por primera vez para prevenir heridas.
8. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
9. Deseche las lancetas usadas y cumpla con las regulaciones locales sobre desecho apropiado para prevenir heridas causadas por lancetas.
10. Se recomienda el uso del Dispositivo de punción y las Lancetas de RPM Pro para una mejor compatibilidad y un rendimiento apropiado. Si usa el Dispositivo de punción de RPM Pro con una otra marca, asegúrese de que sean compatibles con el Dispositivo de punción de RPM Pro. Consulte con un profesional de la salud antes de usarlo.
11. Cuando inserte la lanceta, no presione el botón de extracción si se sacó la tapa del dispositivo.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Los productos deben almacenarse en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de cualquier gas corrosivo.

GARANTÍA

La vida útil del dispositivo de punción de RPM PRO es de hasta 5000 veces o 10 años, lo que ocurra primero. Si el dispositivo de punción funcional mal debe devolverse a su proveedor para reemplazarlo.

Línea gratuita de ayuda de atención al cliente: 1-866-326-1313
Lunes a viernes, de 8:30 a.m. - 4:30 p.m.
hora estándar del centro

Para asuntos urgentes, comuníquese con su profesional de atención médica.

www.veridianhealthcare.com

Distributed by: Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive Gurnee, IL 60031
Made in China
#93-1633 04/25
©2025 Veridian Healthcare
PN:
Fecha de vigencia: